

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVI MEDICI CEMP

Documento informativo per il Medico Curante

Gentile Dottore, il paziente intende intraprendere un percorso di **Magnetoterapia a bassa frequenza ed alta intensità (CEMP)** a domicilio. Il servizio di noleggio *MagnetoPro* fornisce esclusivamente dispositivi elettromedicali professionali certificati CE (Classe IIa), sanificati e verificati.

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche dei due dispositivi disponibili per la terapia domiciliare, affinché possa valutare l'idoneità terapeutica.

OPZIONE 1: I-TECH MAG 2000

Dispositivo per Magnetoterapia a Campi Pulsati (CEMP) *Produttore: I-Tech Medical Division*

Il MAG 2000 è il dispositivo domiciliare più prescritto per il trattamento di patologie a carico del tessuto osseo e muscolare.

Specifiche Tecniche:

- **Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe IIa (Certificato CE0476).
- **Tipologia:** CEMP (Campi Elettromagnetici Pulsati).
- **Canali di uscita:** 2 canali indipendenti.
- **Intensità del campo:** Fino a 150 Gauss di picco per canale (300 Gauss totali su 2 canali).
- **Frequenza:** Regolabile da 1 a 100 Hz.
- **Applicatori in dotazione:** Fascia elastica terapeutica a 3 solenoidi per trattamenti mirati e profondi.

Programmi e Indicazioni Terapeutiche: Il dispositivo dispone di 35 programmi preimpostati e specifici per le principali patologie, tra cui:

- **Fratture:** Stimolazione dell'osteogenesi e riduzione dei tempi di consolidamento.
- **Osteoporosi:** Programma dedicato a 50 Hz per l'aumento della densità ossea.
- **Edemi Ossei e Contusioni:** Azione antinfiammatoria profonda.
- **Artrosi e Artriti:** Trattamento del dolore cronico e infiammazione articolare (cervicale, lombare, ginocchio, spalla).

Link dove noleggiare: <https://magnetopro.it/prodotto/mag-2000/>

OPZIONE 2: GLOBUS MAGNUM 2500

Dispositivo Professionale per Magnetoterapia CEMP *Produttore: Globus Corporation*

Il Magnum 2500 è un dispositivo di fascia alta, progettato per garantire la massima versatilità e potenza di emissione, ideale per trattamenti intensivi.

Specifiche Tecniche:

- **Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe IIa.
- **Tipologia:** Magnetoterapia a bassa frequenza.
- **Canali di uscita:** 2 canali indipendenti.
- **Potenza:** Alta potenza di emissione (fino a 160 Gauss di picco per canale).
- **Display:** Ampio display retroilluminato per la visualizzazione chiara dei parametri di terapia.
- **Applicatori in dotazione:** Solenoidi flessibili *soft-comfort* ad alta efficienza.

Funzionalità Avanzate:

- **Funzione 1+1:** Possibilità di eseguire due programmi diversi simultaneamente su due parti del corpo.
- **Protocolli Medici:** Oltre 50 programmi specifici per riabilitazione ortopedica.
- **Indicazioni principali:** Ritardi di consolidamento fratture, pseudoartrosi, necrosi testa del femore, post-operatorio protesi, dolori neuropatici e muscolari.

<https://magnetopro.it/prodotto/globus-magnetocemp/>

NOTE PER LA PRESCRIZIONE

Entrambi i dispositivi sono idonei per terapie a lungo termine (30-60 giorni) con applicazioni giornaliere di 4-8 ore, come da letteratura scientifica per la rigenerazione ossea. Il dispositivo attraversa efficacemente **gesso, bende, tutori e tessuti**, agendo direttamente sulla sede della lesione. La presenza di mezzi di sintesi (placche, viti) non costituisce controindicazione, salvo diversa valutazione dello specialista.

Servizio di Noleggio Erogato da:

MAGNETOPRO

Specialisti in Noleggio Magnetoterapia ed Ultrasuoni

📍 Servizio con consegna rapida a domicilio. ☎ **Assistenza Tecnica e Ordini:** +39 376 262 2351
(Anche WhatsApp) 🌐 **Sito Web:** www.magnetopro.it